

0.1 μ L分注対応

1536/384/96 ウェルプレート用

マルチステージ・ディスペンスステーション


ADS-384-8



MULTI-STAGE DISPENSE STATION

ADS-384-8

多機能と省スペースを両立。
1536プレートへのアクセスや、0.1 μ L分注対応のマ



1 新開発“超微量用”一体型ヘッドを含め、充実したラインナップの分注ヘッド。
96/384/1536ヘッドで1536ウェルプレートにもアクセス可能。(96ch 10~300 μ Lヘッドは除く)

96ch	0.1~5 μ L	シリンダー・ノズル一体型、ディスボチップヘッド	
	0.5~30 μ L	シリンダーブロック	金属ノズルヘッド / ディスボチップヘッド
	10~300 μ L		
384ch	0.1~5 μ L	シリンダー・ノズル一体型、ディスボチップヘッド	
	0.5~30 μ L	シリンダーブロック	金属ノズルヘッド / ディスボチップヘッド
1536ch	0.1~5 μ L	シリンダー・ノズル一体型、ディスボチップヘッド	

2 新規採用のロボットアームにより、プレートのステージ間移動のほか
プレート蓋の開閉も自動化。

MULTISTAGE DISPENSE STATION ADS-384-8

仕様諸元

【主な仕様】

分注方式	96 / 384 / 1536ch 独立シリンダー方式
分注量	0.1~5 μ L、0.5~30 μ L、10~300 μ L(96ch)
ステージ数	8 ステージ
対応プレート	1536/384/96ウェルプレート、ディープウェルプレート 他
外形寸法 及び重量	W710×D710×H935 mm・140kg (本体のみ) W1440×D710×H1076 mm・210kg(スタッカー4基装備)
消費電力	850VA
電源	AC 100~240V 50/60 Hz
制御	専用インターフェースソフトウェア、シリアル接続



オプション・消耗パーツ

【本体及びオプションパーツ】

ADS-384-8 本体				¥10,300,000		
シリンダーヘッドオプション						
96ch	一体型 チップ式シリンダーヘッド 0.1~5 μ L					¥1,800,000
	シリンダーブロック 0.5~30 μ L	¥625,000	ディスポチップヘッド 0.5~30 μ L	¥375,000	計	¥1,000,000
			金属ノズルヘッド 0.5~30 μ L	¥375,000	計	¥1,000,000
	シリンダーブロック 10~300 μ L	¥625,000	ディスポチップヘッド 10~300 μ L	¥325,000	計	¥950,000
金属ノズルヘッド 10~300 μ L			¥325,000	計	¥950,000	
384ch	一体型 チップ式シリンダーヘッド 0.1~5 μ L					¥2,850,000
	シリンダーブロック 0.5~30 μ L	¥1,250,000	ディスポチップヘッド 0.5~30 μ L	¥850,000	計	¥2,100,000
			金属ノズルヘッド 0.5~30 μ L	¥750,000	計	¥2,000,000
1536ch	一体型 チップ式シリンダーヘッド					¥9,800,000
ステージユニットオプション						
96ch オーバーフロー洗浄槽	¥200,000	384ch オーバーフロー洗浄槽	¥250,000	プレート台		¥87,500
チップ着脱ユニット	¥150,000					
スタッカーユニットオプション						
プレートスタッカー	¥1,900,000	プレートスタッカーシェイカー機能付	¥1,950,000	チップラックオートローダー		¥1,850,000
制御プログラム						
専用制御プログラム "MCS"						¥500,000

【消耗品】 ADS-384-8用バイオテックチップ

ノズル数	容量	定価(ハードラック入り・滅菌)		型番
96	0.5~30 μ L	10ラック	¥15,500-	BOT-30HRS-1
		50ラック	¥70,000-	BOT-30HRS-5
	10~250 μ L	10ラック	¥15,500-	BOT-250HRS-1
		50ラック	¥70,000-	BOT-250HRS-5
384	0.5~10 μ L	10ラック	¥56,700-	BST-10HRS-1
		50ラック	¥257,500-	BST-10HRS-5
	1~30 μ L	10ラック	¥44,000-	BST-30HRS-1
		50ラック	¥198,000-	BST-30HRS-5
	0.1~5 μ L	10ラック	¥75,600-	BST-5HRAS-1
		50ラック	¥360,000-	BST-5HRAS-5

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

BioTec バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
第2日大ビル907号
TEL.(06)6379-1555 FAX.(06)6379-1565

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp