

96ch 1~300 $\mu$ Lディスポチップ式ダブルレンジシリンダーヘッド 特許出願中

サンプルは微量レンジ(1~50 $\mu$ L)、  
希釈液は大容量レンジ(10~300 $\mu$ L)で連続分注が可能



ヘッド交換  
不要!!



### 特長

- EDR-384SX、EDR-384SX-6、ADS-384-8専用で容量の異なる2種類のチップを1ヘッドで運用(ダブルレンジ)。  
1 $\mu$ Lから300 $\mu$ Lまでの広い分注域を持つヘッドです。  
2種類のチップ(BOT-50、BOT-300)を使うことで精度の高い分注を広範囲にわたって実現しました。
- 1プログラム内で2種類のチップを併用、自動で交換して使用できます。
- 運転プログラムはICSでヘッドアイコンを変更するだけで簡単に作れます。

価格	¥2,850,000-
適応チップ	BOT-50 BOT-300
適応機種	EDR-384SX EDR-384SX-6 ADS-384-8