

BioTee®

96/384プレート対応

Benchtop Multi-Pipetter **EDR-384SR**



バイオテック株式会社®



特徴

- プレートへの試薬分注、サンプルのトランスファー、培地交換など
卓上での作業が手軽に操作できます
- コンパクトサイズでクリーンベンチ内の設置でも場所をとりません
- ディスポーザブルカセット式ヘッドを採用、
作業領域はプレート縦置き方向で3ステージ分確保しました
- 96/384ch同時分注にて作業の高速化、
プレート内での反応時間の誤差が生じません
- 列処理専用ヘッドではプレート縦横両方向で作業ができます



- 専用の制御ソフトとタブレットにより
手軽な操作性を実現しました
- 本体左側にサービスコンセントを装備
スターラーなどに電源がとれます



【価格】

EDR-384SR スターターセット

EDR-384SR 96ch 10~300μL	¥2,750,000-
EDR-384SR 96ch 1~30μL	¥2,750,000-
EDR-384SR 384ch 1~30μL	¥3,500,000-

※構成には制御用タブレット、ソフトを含みます

【製品仕様】

シリンダー部	96/384ch独立シリンダー
ヘッド部	96/384chディスポーザブルカセット式ヘッド 列処理専用チップホルダー式ヘッド
分注レンジ	1~30μL(96ch, 384ch) 10~300μL(96ch)
対応プレート	各種96/384マイクロウェルプレート ディープウェルプレート、PCRプレート など
ステージ数	3ステージ(プレート縦置き時)
正確度	±2%以内(100μL 分注時)
精度	CV3%以下(100μL 分注時)
制御	専用制御ソフト
外形寸法	W330×D290×H330mm
重量	約14kg(本体のみ、シリンダー/ヘッドは含みません)
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力	約50W

本体		
EDR-384SR		¥2,000,000-
シリンダー		
96ch 10~300μLシリンダー		¥625,000-
96ch 1~30μLシリンダー		¥625,000-
384ch 1~30μLシリンダー		¥1,250,000-
ディスポーザブルカセット式ヘッド		
BOT300-96CS 10~300μL(20個入り)		¥32,000-
BOT30-96CS 1~30μL(20個入り)		¥32,000-
BST30-384CS 1~30μL(20個入り)		¥120,000-
列処理ヘッド		
12ch 10~300μL		¥200,000-
8ch 10~300μL		¥200,000-
12ch 1~30μL		¥200,000-
8ch 1~30μL		¥200,000-
24ch 1~30μL		¥250,000-
16ch 1~30μL		¥250,000-
プレートスタッカー		
Mini-Stacker+専用台		¥2,500,000-
※プレート専用のスタッカーが接続できます。プレートはフタ付きで供給収納が可能です。		
制御		
専用制御用タブレット/ソフト		¥250,000-

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

BioTee バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル

TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554

大阪営業所/〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14

第2日大ビル907号

TEL.(06)6379-1555 FAX.(06)6379-1565

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp