

BioTec

バイオテックリザーバー



BR-96
フラットタイプ



BR-08
8chアクセスタイプ



BR-12
12chアクセスタイプ

価格

¥7,200 (10個入／包装×4)

対応機種

EDR-24LX

EDR-384SR

EDR-384SX

EDR-384SX-6

EDR-96RX

EDR-VSシリーズ

ADS-384-8

ADS-384-24

バイオテック株式会社[®]

仕様と特徴

自動分注機に対応可能なSBS規格のディスポリザーバー。

以下の3種類のラインナップとなります。

- ・ BR-96 : 96/384chに対応可能な「フラットタイプ」
- ・ BR-08 : 8chに対応可能な「8chアクセスタイプ」
- ・ BR-12 : 12chに対応可能な「12chアクセスタイプ」

型番	BR-96	BR-08	BR-12
容量 (ml)	200		
寸法 (mm)	W127.8 × D85.5 × H31	W127.8 × D85.5 × H38	
材質	PET樹脂		
滅菌処理	滅菌済み		

使用例



BR-96
フラットタイプ




BR-08
8chアクセスタイプ




BR-12
12chアクセスタイプ

オプション品



専用冷却ブロック
¥100,000



使用例

販売店名

BioTec バイオテック株式会社®

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL. (03) 3816-6931 FAX. (03) 3818-4554
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-1 2 新大阪明幸ビル901
TEL. (06) 6151-9690 FAX. (06) 6151-9689
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16
TEL. (045) 509-1400 FAX. (045) 509-1401

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp