


UV/Vis分光光度計 Lunatic・タンパク凝集測定 Stunner 前処理自動化システム


Unchained LabsとBiotecのコラボレーション

Lunatic(ルナティック)・Stunner(スタナー)の96ウェルプレートへの
サンプル分注を自動化しませんか？




2 μ Lでタンパク・核酸の濃度測定が可能

LUNATIC



2 μ Lで濃度測定 + サイズ・凝集の測定が可能

STUNNER



12ステージワークステーション

EDR-384SX



コンパクトワークステーション

EDR-24LX




- ✓ Lunatic・Stunnerの96ウェルプレートは制御ソフトに登録済ですぐに使用可能
- ✓ 微細なウェルにも精度よく確実に分注します
- ✓ 分注ヘッドは1ch・8ch・96chなど多彩なラインナップを揃えています！



UNCHAINED
LABS

BioTec®

エッペンチューブより1ch分注ヘッドでサンプル分注例



Biotec EDR-24LX

コンパクトワークステーション
EDR-24LX

1chスターターセット

定価 2,935,000円

構成

EDR-24LX本体


1-50 μ L 1ch分注ヘッド

試薬チューブ用ラック (25本立て)

制御用PC・専用制御ソフト



PCRチューブより8ch分注ヘッドでサンプル分注例



Biotec EDR-24LX

コンパクトワークステーション
EDR-24LX

12chスターターセット

定価 2,900,000円

構成

EDR-24LX本体

1-50 μ L 12ch (8ch対応) 分注ヘッド

制御用PC・専用制御ソフト



96プレートより96ch同時サンプル分注例



Biotec EDR-384SX

12ステージワークステーション
EDR-384SX

定価 8,600,000円

構成

EDR-384SX本体

1-50 μ L 96chヘッド

1-50 μ L 96ch・シリンダー

制御用PC・専用制御ソフト

