


コンパクト・可変ピッチ・サンプリングシステム


# EDR-VS4C

EDR-VS4/VS8シリーズの性能・使い勝手はそのままに  
4chコンパクト仕様がラインナップに加わりました。  
サンプリングやチューブを使用した分注作業に高速・低価格で応えます。




コンパクト・可変ピッチ・サンプリングシステム

# EDR-VS4C



ステージレイアウト



分注ヘッド

## 特長

- 液面検知、チップ装着確認、吸引確認機能等のセンシング機能を標準装備
- 作業者の操作性を考慮し、ニーズを反映したユーザーインターフェイスを採用
- W659×D263×H200mm(マイクロプレート15枚分)のワークエリア内に様々な容器が配置可能
- 処理速度：時間で500分注(ただし動作条件により変動)

### 主な仕様

分注方式	4ch独立シリンダー方式
分注量	10~1000 $\mu$ L/ウェル
適応プレート	96ウェルマイクロプレート、チューブ、リザーバー各種
分注精度	CV=3.0%以内(10 $\mu$ L接触分注時)
処理速度	時間500分注
ピッチ可変範囲	9~25mm
電源電圧	AC100V(50~60Hz)
消費電力	本体 約200VA
外寸	(W)800×(D)650×(H)790 mm
重量	約65Kg

### 価格

EDR-VS4C 本体	¥5,800,000
制御PCソフト	¥500,000
チップラックユニット	¥120,000
プレート台	¥30,000
チューブラック設置台	¥35,000

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

**BioTec バイオテック株式会社**<sup>®</sup>

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル  
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554  
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12  
新大阪明幸ビル901  
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: [info@biotec.co.jp](mailto:info@biotec.co.jp)