


BioTec

フィルム培地供給スタッカー

FS-80




バイオテック株式会社®

フィルム培地供給スタッカー FS-80



- ・フィルム培地を最大80枚自動供給・収納可能
- ・自動でフィルム開閉、スプレッドが可能
- ・分注装置と連結することでサンプルの希釈からフィルム培地への分注まで一連の動作を連続で実施
- ・単独で動作する場合もフットスイッチで簡単操作
- ・クリーンベンチ内に設置可能なコンパクト設計



分注機との連結部



専用収納トレー

価格

FS-80+EDR-24LXセット キャンペーン価格
¥5,000,000-

本体価格	
FS-80本体	¥2,900,000-
オプション価格	
フットスイッチ	お問い合わせください
専用収納トレー	
取り換え用スプレッダー	

仕様

設置環境	温度:10~40℃、湿度:10~85%
制御	専用PCソフト
電源電圧	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	100VA以下
外形寸法	295(W)×400(D)×197(H)mm
重量	約11kg

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

BioTec バイオテック株式会社®

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12
新大阪明幸ビル901
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail:info@biotec.co.jp