

EDR-96RX



臨床検査において96ウェルマイクロプレートへの試薬分注作業、
検体の分注およびトランスファー作業、希釈系列の作成などに最適です




8ch/12ch列毎処理 連続自動分注・希釈装置

EDR-96RX



連続/自動/高速処理/分かり易い/省スペース

- スタッカー部にはマイクロプレートとチップラックを5個収納可能
- チップ、プレートは指定されたプログラム内容に従い自動で供給・搬送・収納
- ステージ回転機構により、プレートの縦/横両方向の分注希釈作業に対応



- 直感的で操作性の良い専用PCソフトを用意
- CSVファイルを使用した分注希釈パターン設定
- 試薬残量、チップ廃棄リミット、作業状況等を管理
- トレーサビリティに適したログ管理機能
- スペースをとらないコンパクト設計

- 96ウェル25 μ L分注が約25秒の高速処理
- 試薬自動補給、試薬自動攪拌、チップ装着検知、バーコード読取機能など作業される方の使い方に合わせた各種オプションを用意

主な仕様

分注方式	8/12ch併用独立シリンダー
分注量	10~300 μ L/ウェル
適応プレート	各種96ウェルマイクロプレート(ディープ除く)
分注精度	CV=2.0%以内(25 μ L接触分注)
処理速度	分注 25秒/1プレート(25 μ L・非接触分注) 希釈 40秒/1プレート(25 μ L・8管希釈)
制御	パソコンソフトウェア
電源電圧	AC100V(50~60Hz)
消費電力	150W
外寸	(W)760×(D)305×(H)620mm
重量	約60Kg

価格(税抜き)

EDR-96RX 標準構成	お問い合わせ下さい
制御ソフト(制御用PC付)	¥200,000
試薬槽攪拌(発注時オプション)	¥330,000
試薬槽自動補給(発注時オプション)	¥225,000
チップ装着センサー(発注時オプション)	¥75,000
バーコードリーダー(発注時オプション)	¥200,000
自動補給用試薬槽(大・180ml)	¥150,000
自動補給用試薬槽(小・65ml)	¥60,000
試薬槽(大・180ml)	¥120,000
試薬槽(小・65ml)	¥40,000

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

BioTec バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
第2日大ビル907号
TEL.(06)6379-1555 FAX.(06)6379-1565

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp