


コンパクト・可変ピッチ・サンプリングシステム


EDR-VS4C

EDR-VS4/VS8シリーズの性能・使い勝手はそのままに
4chコンパクト仕様がラインナップに加わりました。
サンプリングやチューブを使用した分注作業に高速・低価格で応えます。



コンパクト・可変ピッチ・サンプリングシステム

EDR-VS4C



ステージレイアウト



分注ヘッド

特長

- 液面検知、チップ装着確認、吸引確認機能等のセンシング機能を標準装備
- 作業者の操作性を考慮し、ニーズを反映したユーザーインターフェイスを採用
- W659×D263×H200mm(マイクロプレート15枚分)のワークエリア内に様々な容器が配置可能
- 処理速度：時間で500分注(ただし動作条件により変動)

主な仕様

分注方式	4ch独立シリンダー方式
分注量	10~1000 μ L/ウェル
適応プレート	96ウェルマイクロプレート、チューブ、リザーバー各種
分注精度	CV=3.0%以内(10 μ L接触分注時)
処理速度	時間500分注
ピッチ可変範囲	9~25mm
電源電圧	AC100V(50~60Hz)
消費電力	本体 約200VA
外寸	(W)800×(D)650×(H)790 mm
重量	約65Kg

価格

EDR-VS4C 本体	¥6,400,000
制御PCソフト	¥500,000
チップラックユニット	¥120,000
プレート台	¥30,000
チューブラック設置台	¥35,000

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

BioTec バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F
TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401

URL <https://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp