


**BioTec**®

8ch可変ピッチサンプリングシステム

# *EDR-VS8C*

新製品




**バイオテック株式会社**®

# 8ch可変ピッチサンプリングシステム EDR-VS8C



マイクロプレート15枚分のワークスペース



設置しやすいコンパクトサイズの8ch可変ピッチ分注ヘッドモデル

50mL/15mL遠沈管・採血管・マイクロプレート等、様々な容器に対応

温調ユニットやバーコードユニット等、多彩なオプションをラインナップ

各種センサーによるチップ装着確認、液面検知、異常吸引検知機能を搭載



液だれ防止シャッター開口時



液だれ防止シャッター閉口時

## 仕様

分注方式	8ch独立シリンダー方式
分注量	10~1200 $\mu$ L
分注精度	CV3%以内(100 $\mu$ L分注時)
制御	専用PCソフト
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	本体 200VA以下
外形寸法	965(W) $\times$ 745(D) $\times$ 960(H)mm
重量	約120kg

## 価格

本体価格	
EDR-VS8C 本体	¥7,800,000-
専用制御ソフト	¥500,000-
オプション価格	
プレート台	¥30,000-
チップラック	¥120,000-
チューブラック専用台	¥40,000-
液だれ防止シャッター	¥350,000-
バーコードユニット	¥350,000-
専用架台	¥250,000-
全面カバー(正面扉インターロック付)	¥1,000,000-

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

**BioTec バイオテック株式会社**<sup>®</sup>

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル  
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554  
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901  
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689  
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F  
TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: [info@biotec.co.jp](mailto:info@biotec.co.jp)