



ノズルツマリ防止機構付

96ウェル同時処理マイクロプレートウォッシャー

MW-96EX



バイオテック株式会社®


MW-96EX

特徴

- 96ウェル同時処理により洗浄操作が手早く行えます
- 自動運転、プログラム編集はカラータッチパネルから簡単に操作できます
- 洗浄ノズルの位置調整はTeachingにより簡単に行えます
- ダブルノズル方式により分注吸引の再現性に優れ、コンタミネーションの影響を軽減します
- ツマリ防止機構を標準搭載、分注ノズルのツマリを防ぎます

ノズルツマリ防止機構

ヘッドリンス実行時に分注ノズル内部の異物を除去します
 アイドリング時にも一定時間毎に動作、分注ノズルのツマリを予防します



[主な仕様]

分注レンジ	50~999 μ L
洗浄サイクル	1~9回
洗浄方法	96ウェル同時洗浄
ヘッド	ダブルノズル方式(分注 \times 96、吸引 \times 96)
送液方式	内蔵電磁ポンプ
適応プレート	96ウェルマイクロプレート
分注精度	\leq CV6.0%、100 μ L分注時
残液量	\leq 1.5 μ L/ウェル
インターバル時間	最大999秒
本体制御	カラータッチパネル
寸法	W232 \times D435 \times H232mm(本体)
重量	約14Kg
電源	100V 50/60Hz
消費電力	30W(本体のみ) ポンプ接続時は320W

[価格]

MW-96EX **¥1,750,000-**
 (本体+廃液ボトルセット+60Lポンプ込)

MW-96EX本体	¥1,600,000-
専用廃液セット(60Lポンプ込)	¥150,000-
60Lポンプ	¥120,000-
洗浄ヘッド	¥600,000-
4液切り替えバルブ	¥50,000-

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

BioTec **バイオテック株式会社**[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
 TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
 大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-3-12
 新大阪明幸ビル901
 TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail:info@biotec.co.jp