



ライフサイエンス機器のトータルプランナー

CORPORATE PROFILE
会社案内



バイオテック株式会社®


40年にわたる技術と実績

世界最高水準のリキッドハンドリング技術



マルチチャンネル

96ch (0.1~5、1~50、10~300 μ L)、
384ch (0.1~5、0.5~40 μ L)、1536ch (0.1~5 μ L)
用途による各レンジを取り揃え、高い精度と再現性を可能とします。
0.1 μ Lのディスポーチップでの分注は、世界唯一の技術を誇ります。



可変ピッチヘッド

マイクロプレート以外の各種試験管や遠沈管などへの
分注作業を短時間で行います。
液面検知機能、標準装備。

細部に工夫を凝らしたプレートウォッシング技術



ノズルツマリ防止機能

分注ノズルの中にステンレスワイヤーが通ることで、
洗浄液での固着を強制的に防ぎ、ツマリによるエラーを取り除きます。
(MW-96EX、AMW-8R)



細胞洗浄技術

従来のプレートウォッシャーでは剥がれてしまうような神経細胞の洗浄やスフェロイド、
iPS細胞の培養も分注機で対応出来ます。
制御ソフトより壁伝いでの分注や任意の分注速度が簡単に指定出来ますので、
手作業では難しいソフトな分注・吸引が実現しました。

トレサビリティーと品質管理



分注確認技術

分注後の液面をセンサーにより検知することで、
リアルタイムに分注の確認と記録を残すことが出来、
分注対象となる品質を維持できます。

ユーザーフレンドリーな制御ソフト



各種リクエストに対応


日本語表示にて、作業内容が一目でわかる
グラフィカルなインターフェイスを採用。
ログ管理・バーコード機能等ユーザーのご要望に合わせた
カスタマイズは、各装置にて可能です。

「ライフサイエンス機器のトータルプランナー」を目指して!

ミッション

Lead the Life science.

バイオテックは世界最高水準のリキッドハンドリング技術により、
ライフサイエンス分野の進歩と発展に貢献します。



ビジョン

ライフサイエンス機器のトータルプランナー

ライフサイエンスをリードするバイオテックは、
人類の健康に携わる多くの人々に最新機器の提案で社会貢献を目指します。

トップメッセージ

昭和53年の創業以来、弊社は、バイオ・臨床・創薬・遺伝子分野における「ライフサイエンス機器のトータルプランナー」として、弊社独自の技術に基づく最新機器の企画・提案・開発・販売を行なって参りました。「バイオテック」という社名も、「バイオテクノロジーは必ずや皆様に幸福をもたらす。」との弊社の信念をそのまま社名にしたものです。

そしてその信念は、社員一同の「ベンチャーマインド追求の精神」と「創造の喜びを共有する」、「思いやりの心で皆様の幸福に貢献する」との熱い想いにより、「超微量分注」という世界最高水準の弊社の技術に結実しています。

しかし、今後も弊社は、世界最高水準のリキッドハンドリングという弊社のコア技術を中心に、自動化による大量処理技術の最先端を走り続けます。ライフサイエンス分野のリーダーとして常に次世代を見据えた高精度の製品にチャレンジし続けます。今後とも弊社へのご支援を宜しくお願い申し上げます。



代表取締役 長倉 誠

会社概要

商号 バイオテック株式会社
所在地 〒113-0034
東京都文京区湯島2-29-4 古沢ビル
TEL:03-3816-6931(代表) FAX:03-3818-4554
大阪営業所
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原 4-3-12 新大阪明幸ビル901
TEL:06-6151-9690 FAX:06-6151-9689

資本金 30,000,000円
会社設立 昭和53年3月1日

役員 代表取締役 長倉 誠
取締役 深見 剛明
社外取締役 松川 好孝
監査役 高木 茂


社員数 22名
取引銀行 三菱UFJ銀行 春日町支店
みずほ銀行 本郷支店



主な納入先 (敬称略)

国公立研究機関

- ・東京大学
- ・京都大学 iPS細胞研究所
- ・京都大学
- ・大阪大学
- ・九州大学
- ・東京医科歯科大学
- ・名古屋大学
- ・北海道大学
- ・長崎大学
- ・東北大学
- ・神戸大学
- ・東京大学医科歯科研究所
- ・国立遺伝学研究所
- ・国立感染症研究所
- ・国立研究開発法人 理化学研究所
- ・国立研究開発法人 産業技術総合研究所 他



民間企業

- ・旭化成ファーマ株式会社
- ・アステラス製薬株式会社
- ・株式会社医学生物学研究所
- ・栄研化学株式会社
- ・エーザイ株式会社
- ・株式会社エスアールエル
- ・株式会社LSIメディエンス
- ・大塚製薬株式会社
- ・オリンパス株式会社
- ・協和発酵キリン株式会社
- ・極東製薬工業株式会社
- ・シーメンスヘルスケア・
ダイアグノティクス株式会社
- ・塩野義製薬株式会社
- ・積水メディカル株式会社
- ・第一三共株式会社
- ・大正製薬株式会社
- ・大日本住友製薬株式会社
- ・武田薬品工業株式会社
- ・田辺三菱製薬株式会社
- ・中外製薬株式会社
- ・帝人ファーマ株式会社
- ・浜松ホトニクス株式会社
- ・株式会社ビー・エム・エル
- ・富士フイルムホールディングス
- ・ロシュ・ダイアグノティクス株式会社 他



事業内容


バイオテックは、40年に渡りライフサイエンス業界における、創薬・遺伝子・臨床検査等、多岐に亘る分野において、分注作業・洗浄作業をはじめとするリキットハンドリングの自動化、及びその周辺作業に関する自動装置を提供しております。

バイオテックの分野



製品紹介

オリジナル製品とOEM・特注品の一例



超微量一体型ヘッド (96/384/1536)



EDR-384SX



EDR-VS8/10



EDR-VS4C



EDR-96RX



EDR-24LX



EDR-384SR



AMW-96SX



ALCS-2000



EDR-700A



AMW-8R



MW-96EX



BioTec バイオテック株式会社®

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-3-12 新大阪明幸ビル901 TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689
 E-mail : info@biotec.co.jp URL : http://www.biotec.co.jp/