

傾斜プレート台ユニット



価格	¥600,000		
対応機種	EDR-384SX	EDR-384SX-6	EDR-24LX
	EDR-VS4C	EDR-VS8,10	ADS-384-24


傾斜プレート台ユニット

仕様と特徴


外形寸法	約W97mm×D160mm×H28mm
製品重量	約380g (ACアダプタ含まず)
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz ※ACアダプタ付属
傾斜角度 (制御範囲)	0°~20° (1°ステップ)
最大積載重量	600g
対応プレート	SBS規格 6/12/24/48/96ウェルプレート (縦方向での設置)

- ウェルの端を狙って分注できるので、剥がれやすい細胞でもダメージを最小限に抑え培地交換が出来ます
- 制御PCより傾斜角度の設定が可能です

96ウェルプレート12ch分注例



EDR-384SX搭載例



EDR-24LX搭載例



※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

BioTec バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
 TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
 大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12
 新大阪明幸ビル901
 TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp