

96/384/1536
ウェルプレート対応

ダブルレンジ
ヘッド対応

6ステージ
ワークステーション



EDR-384SX-6
EDB-3842X-e

バイオテック株式会社[®]


96/384/1536ウェルプレート用 6ステージワークステーション

EDR-384SX-6

1536ウェル同時分注、およびディスポーザブルチップによる0.025μLからの微量分注が可能なディスペンサーシリーズに新たなラインナップが加わりました。

EDR-384SX-6は好評の12ステージワークステーション(EDR-384SX)のコンパクト版として6ステージで登場。

左右に専用プレートスタッカーを接続しても省スペースで場所をとりません。



本体価格

EDR-384SX-6 本体	¥5,800,000
スタッカーユニット(本体オプション)	¥2,200,000
グリッパー(本体オプション)	¥800,000
エリアセンサー(本体オプション)	¥750,000
アクリルカバー(本体オプション)	¥500,000
96ch 洗浄槽(ユニットオプション)	¥250,000
384ch 洗浄槽(ユニットオプション)	¥300,000
水切りタッチ台	¥85,000
専用制御プログラム“ICS”	¥500,000

シリンドラー/ヘッド価格

96ch 一体型ディスポチップ式シリンドラーヘッド 0.1-5μL	¥1,800,000
96ch シリンドラー 1-50μL	¥625,000
96ch ディスポチップ式ヘッド 1-50μL	¥475,000
96ch シリンドラー 10-300μL	¥625,000
95ch ディスポチップ式ヘッド 10-300μL	¥425,000
96ch 一体型ディスポチップ式ダブルレンジシリンドラーヘッド 1-300μL	¥2,850,000
384ch 一体型ディスポチップ式シリンドラーヘッド 0.1-5μL	¥2,850,000
384ch シリンドラー 1-40μL	¥1,250,000
384ch ディスポチップ式ヘッド 1-40μL	¥950,000
1536ch 一体型ディスポチップ式シリンドラーヘッド 0.1-5μL	¥9,800,000

制御ソフト“ICS”

- 簡単スタートで使いやすさを徹底追求
- 作業内容が一目でわかるインターフェースを採用
- 直感的にプログラム作成が可能
- プログラムシミュレーション機能搭載

仕様

分注方法	96/384/1536ch 独立シリンドラー方式
分注量	0.025-5μL (96ch、384ch、1536ch)、 1-40μL (384ch)、 1-50μL (96ch)、 10-300μL (96ch)、 1-300μL (96chダブルレンジ)
対応プレート	各種96/384/1536ウェルマイクロプレート、 ディープウェルプレート、PCR プレート等
ステージ	6ステージ
制御	専用PCソフト(ICS)
電源電圧	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	200VA(本体単独運用時)
外形寸法	約W500mm×D600mm×H650mm
重量	約80kg

※ 予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

BioTec バイオテック株式会社

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12
新大阪明幸ビル901
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689

URL <http://www.biotech.co.jp> E-mail: info@biotech.co.jp