


人為的ミスを最小限に抑える
医薬品の汚染・品質の低下を防ぐ
品質の高さを保証するための
仕組みをつくる



小型8ch可変ピッチサンプリグ装置 EDR-8LZに GMP向けパッケージが登場！

小型8ch可変ピッチサンプリグ装置 EDR-8LZ

- ・安全キャビネットにも
設置可能なコンパクト設計
- ・マイクロプレート
8枚分の作業エリア
- ・1~8ch 任意の本数で
使用可能な為、
様々な容器にアクセス可能
- ・ヘッド交換不要で
1~1200μL 高精度分注可能



ER/ESにも一部対応！！

対応項目

- ・IQOQの実施
- ・ログインユーザーの管理
- ・ユーザー毎の権限分け
- ・ログをPDF形式にて保存
- ・ソフトの自動バックアップ
- ・ログやプログラム・設定ファイルは
権限者以外、変更削除不可

