


# オートセラウォッシャー AMW-96SY




## 特長

- 一体型スタッカー機能搭載により一度に20枚のプレートをセットでき、プレートが無くなると自動停止します
- 複数の洗浄プログラムをメモリーできます(最大30個までメモリー)
- リンスキーによりワンタッチでヘッド洗浄が行えます
- 操作パネルを一新! 操作性に優れたタッチパネル方式を採用しました
- 洗浄ノズルの位置調整は専用画面から簡単に行えます
- 自動的に96穴全ての分注・吸引状態の確認ができます(オプション)

ELISA用 96ウェル連続自動洗浄装置  
オートセラウォッシャー  
**AMW-96SY**

▶ 洗浄ヘッド部



主な仕様

電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	250W
寸法	W450×D490×H260mm
重量	約27Kg(本体のみ)
制御	16ビット CPU制御
適用プレート	96穴マイクロプレート各種
洗浄方法	96穴同時洗浄
分注量	50~950 $\mu$ L
洗浄回数	1~9回
洗浄時間	約47秒/枚(350 $\mu$ L:3回洗浄にて)

※洗浄時間にはプレートの供給・収納を含みます。

● 付属品

廃液用専用60L真空ポンプ

廃液用ボトルセット

〔 5L廃液用ボトル(PP製)、2Lトラップ用ボトル(PP製)、  
ボトルラック、廃液用配管チューブセット 〕

アクリル製ホッパー(目盛り付き+目盛りなし)

電源コード

クリーニングワイヤー

価格

AMW-96SY 本体	BA00160102	¥3,450,000
廃液用ボトルセット	BA00140102	¥80,000
60L真空ポンプ	NA00030102	¥120,000
AMW-96SY 一式 (本体+ボトル+ポンプ)	BA00170102	¥3,650,000

▶ 廃液ボトル用ボトルセット



※写真はイメージです。

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

**BioTec バイオテック株式会社**<sup>®</sup>

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル  
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554  
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901  
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689  
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F  
TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401

URL <https://www.biotec.co.jp> E-mail: [info@biotec.co.jp](mailto:info@biotec.co.jp)