


オペレーターの声を反映し、更に使い易くなった日本語制御ソフト

- 制御ソフトは日本語で、より直感的な操作を実現しました。
- 分注速度の設定やTipタッチなどの分注テクニックもソフト上から簡単に設定できます。
- 調整実行モードから吸引/分注高さの調整が0.1mm単位で確認できます。



製品仕様			
シリンダー部	96/384ch独立シリンダー	ステージ数	3ステージ
ヘッド部	96/384chディスプレイブルカセット式ヘッド	制御	専用制御ソフト
分注レンジ	1～100μL(384ch)	外形寸法	W376×D315×H380mm
	1～50μL(96ch)	重量	約17kg(本体のみ、シリンダー/ヘッドは含みません)
精度	CV3%以下(100μL 分注時)	電源電圧	100V 50/60Hz
正確度	±2%以内(100μL 分注時)	消費電力	約50W

価格				
EDR-384SE スターターセット	製品名		製品コード	価格
	EDR-384SE	96ch 1～50μLスターターセット	AA00210102	¥3,600,000-
	EDR-384SE	96ch 1～100μLスターターセット	AA00340102	¥3,800,000-
	EDR-384SE	96ch 10～300μLスターターセット	AA00220102	¥3,600,000-
	EDR-384SE	384ch 1～100μLスターターセット	AA00230102	¥4,600,000-

※構成には制御用PC、ソフトを含みます

本体	製品名		製品コード	価格
	EDR-384SE		AA00240102	¥2,750,000-
シリンダー	96ch	1～50μLシリンダー	FA00010102	¥700,000-
	96ch	10～300μLシリンダー	FA00020102	¥700,000-
	96ch	1～100μLシリンダー	FA00160102	¥900,000-
	384ch	1～100μLシリンダー	FA00090102	¥1,700,000-
制御	専用制御用PC/ソフト		NA00010102	¥250,000-
オプション	Bio-TEMP		BA00060102	¥600,000-

消耗品	製品名		製品コード	価格
	BOT300-96CS	10～300μL(20個入)	LA00030402	¥40,000-
	BST100-384CS	1～100μL(20個入)	LA00070402	¥150,000-
	BST100-96CS		LA00090402	¥44,000-
	BST100-96CFS		LA00100402	¥60,000-
	BOT300-96CFS	10～300μL(20個入) フィルター付	LA00040402	¥60,000-
	BST100-384CFS	1～90μL(20個入) フィルター付	LA00080402	¥220,000-



※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

**バイオテック株式会社**[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F
TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401
URL <https://www.biotech.co.jp> E-mail:info@biotech.co.jp
2411-1C-1Y EDR-384SE 1.0



96/384プレート対応


Benchtop Multi-Pipetter EDR-384SE



バイオテック株式会社[®]

安全キャビネットにも楽々設置可能な コンパクトサイズ

W376×D315×H380mmのコンパクトサイズですので、安全キャビネットやクリーンベンチにも、設置可能です。コンタミネーションリスクを軽減できます。




LEDライト搭載で、 運転状態が一目で判別可能に!

ヘッド部に搭載のLEDライトは運転状態に合わせて、緑・青・赤に点灯します。エラー時等、迅速に対応できる設計で、安心して作業可能です。



新しくなったステージデザイン

新しくデザインされたプレートステージは、自動化インテグレートにも適しており、前モデルに比べ、ハンドリングがより快適になりました。



新開発384ch 1-100 μ Lシリンダー

新開発『384ch 1-100 μ Lシリンダーヘッド』をラインナップし、より一層の作業効率化を実現しました。



豊富なオプション類の搭載が可能! 多種多様なアプリケーションへ対応可能

前モデルでは未対応の、ペルチェ式小型温調ユニットBio TEMP設置等、多種多様なアプリケーションとの連携が可能です。

