



96ウェル同時処理タイプ

マイクロプレートウォッシャー

# MW-96FS




バイオテック株式会社®

# 96ウェル同時処理タイプ マイクロプレートウォッシャー MW-96FS

## ● 洗浄ヘッド



## ● 操作パネル



## ● 特長

- ▶ 96ウェル同時処理タイプのプレートウォッシャーを軽量・コンパクト・低価格にて実現
- ▶ 洗浄液量、洗浄回数はパネルから任意に設定可能
- ▶ 洗浄ヘッドは着脱が可能
- ▶ プログラム作成はパネルからの簡単入力
- ▶ Normal、Aspirate、Dispence、Dispence\_end、Disp\_Aspの5動作モード 搭載
- ▶ 切り替えバルブ(外付け・オプション)を追加することで最大4種類の送液が可能

## ● 主な仕様

電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	200W(真空ポンプ含む)
寸法	210mm(W)×290mm(D)×240mm(H)
重量	7.6kg(本体のみ)
適応プレート	各種96ウェルマイクロプレート
洗浄方法	96ウェル同時処理
分注量	50~5,000μL
洗浄サイクル	0~99回
洗浄時間	約25秒/枚(350μL:3回洗浄時)

## ● 価格

MW-96FS 一式 (本体+ボトル+ポンプ)	BA00200102	¥1,150,000-
----------------------------	------------	-------------

## ● 廃液ボトル用ボトルセット



※写真はイメージです。

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

**BioTec バイオテック株式会社**<sup>®</sup>

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル  
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554  
大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル901  
TEL.(06)6151-9690 FAX.(06)6151-9689  
横浜営業所/〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1丁目22-16 近藤ビル1F  
TEL.(045)509-1400 FAX.(045)509-1401

URL <https://www.biotec.co.jp> E-mail: [info@biotec.co.jp](mailto:info@biotec.co.jp)