


人による間違いを最小限に抑える  
医薬品の汚染・品質の低下を防ぐ  
品質の高さを保証するための  
仕組みをつくる



# 小型8ch可変ピッチサンプリング装置 EDR-8LZに GMP向けパッケージが登場！

## 小型8ch可変ピッチサンプリング装置 EDR-8LZ

- ・安全キャビネットにも  
設置可能なコンパクト設計
- ・マイクロプレート  
8枚分の作業エリア
- ・1~8ch 任意の本数で  
使用可能な為、  
様々な容器にアクセス可能
- ・ヘッド交換不要で  
1~1200μL 高精度分注可能



ER/ESにも一部対応！！

## 対応項目

- ・IQOQの実施
- ・ログインユーザーの管理
- ・ユーザー毎の権限分け
- ・ログをPDF形式にて保存
- ・ソフトの自動バックアップ
- ・ログやプログラム・設定ファイルは  
権限者以外、変更削除不可

