

# バイオテックリザーバー 分割タイプ



*BR-40*  
容量40mLタイプ



*BR-100*  
容量100mLタイプ



*BR-AD4*  
リザーバー用アダプタ

型番	BR-40	BR-100	BR-AD4
入数	120	60	1
価格	¥14,400	¥9,000	¥39,000



# バイオテックリザーバー 分割タイプ

**BioTec**<sup>®</sup>

## 仕様

自動分注装置に対応可能なSBS規格のアダプタとディスポリザーバー  
最大4レーンでの使用が可能で、組み方次第で様々なアッセイに対応可能

型番	BR-40	BR-100	BR-AD4
商品コード	MA00040602	MA00050602	IA01280102
材質	PP	PP	アルミニウム
滅菌処理	滅菌済み	滅菌済み	-

## 対象機種



*EDR-24LX*



*EDR-8LZ*



*BDR-VSシリーズ*

## 使用例



*BR-40 4レーン*



*BR-100 1レーン  
BR-40 2レーン*



*BR-100 2レーン*

**BioTec**

分注装置・ライフサイエンス機器のトータルプランナー  
**バイオテック株式会社**<sup>®</sup>