

新製品のお知らせ

96ウェル同時処理タイプ
マイクロプレートウォッシャー

MW-96FS

2026年 NEW MODEL



軽量

低価格

コンパクトサイズ

BioTec

分注装置・ライフサイエンス機器のトータルプランナー

バイオテック株式会社



軽量

低価格

コンパクトサイズ

MW-96FSの特長

- ✓ 96ウェル同時洗浄タイプのプレートウォッシャーを軽量・低価格・コンパクトサイズにて実現
- ✓ 洗浄液量、洗浄回数はパネルから任意に設定可能
- ✓ 洗浄ヘッドは着脱が可能
- ✓ プログラム作成はパネルから簡単入力
- ✓ Normal、Aspirate、Dispence、Dispence_end、Disp_Aspの5動作モード搭載
- ✓ 切り替えバルブ(外付け・オプション)を追加することで最大4種類の送液が可能

製品仕様

洗浄方法	96ウェル同時洗浄
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	200W (真空ポンプ含む)
寸法	210(W)×290(D)×240(H)
重量	約8kg (本体のみ)
適応プレート	各種96ウェルマイクロプレート
洗浄量	50~5000uL
洗浄サイクル	1~99回
洗浄時間	約25秒/枚 (350μL : 3回洗浄)

価格

MW-96FS スターターセット
(本体+廃液ボトルセット+ポンプ込)

¥1,150,000

