

日時

2025年 9月3日(水)
~ 9月5日(金)

場所

幕張メッセ
7A-204




本誌の二次元コードより事前に来場登録していただくと当日スムーズにご入場いただけます。↑

EVENT HIGHLIGHTS:



小型8CH可変ピッチサンプリング装置
EDR-8LZ

- ✓ 業界最小クラス 可変ピッチタイプの自動分注装置
- ✓ 50mL遠心管、バイアル瓶、384ウェルプレートまで
様々な容器間での分注作業を自動化
- ✓ 1~1200μLの範囲を高精度で分注可能



8CH可変ピッチサンプリングシステム
EDR-VS8C

- ✓ 新開発『1-1000μLダブルレンジヘッド』モデルは
1μLからの微量分注に高精度で対応
- ✓ 8ch独立可動シリンジヘッドで様々な容器への
アクセスと多様なサンプル・試薬分注を最適化
- ✓ 5000μL対応モデル等、豊富なラインナップ

高精度な技術・豊富な開発経験で、拡大するアプリケーションの輪

バイオテックでは、マーケットにはない特殊なアッセイ（作業）の自動化や現行の作業工程の効率化をご要望に沿った形でご提案させていただきます。

本展示会では、「可変ピッチサンプリング装置を用いたHPLC自動前処理システムの構築」や「バイオテックの分注装置を用いたサンプルノーマライゼーション自動化」等、多数のアプリケーションをご紹介予定です。

