

日時

2025年

10月3日(金)

~10月5日(日)

場所

パシフィコ横浜

B-14

事前登録はこちらから



NEW

Pick-up Machine No.1

新型アドバンスマイクロプレートウォッシャー

MW-96DX



- ▶ 96ウェルおよび384ウェル洗浄可能
- ▶ 磁性ビーズアッセイや分注装置とのインテグレートも対応可能
- ▶ スタッカーを接続することで最大50枚のプレート処理も可能

Pick-up Machine No.3

小型8ch可変ピッチサンプリング装置

EDR-8LZ

- ▶ 業界最小クラス 可変ピッチタイプの自動分注装置
- ▶ 50mL遠心管、バイアル瓶、384ウェルプレート等様々な容器間での分注作業を自動化
- ▶ 1~1200 μ Lの範囲を高精度で分注可能

NEW

Pick-up Machine No. 2

小型イメージング分注装置

BAiOS



- ▶ 顕微鏡機能付き小型分注装置
- ▶ スライドガラス、ディッシュ等、使用できるデバイスも自由に選択可能
- ▶ 温調ユニットやマグネットユニット等のオプション搭載で様々なカスタムが可能

